

2011年12月26日

実践！看護技術シリーズ
排泄の援助技術編 VOL.3
「導尿・膀胱留置カテーテル」

正 誤 表

▼ シナリオ集 28P 6コマ

(誤)

3時間おきに、排尿量を確認したり…

↓

(正)

1～2時間おきに、排尿量を確認したり…

【補足】

シナリオ集 4P 4コマ

残尿量は、排尿直後の膀胱内の尿量、
15ml以下が正常です。

シナリオ集 16P 4コマ

前立腺肥大症の場合は、介助者に
前立腺部位を押してもらいと入りやすい
です。

株式会社医学映像教育センター
お問い合わせ
フリーコール 0120-377-189